

CQL Max-ID

Spectromètre RAMAN portable 1064 nm

Fondis
Electronic

Groupe Physitek



- ✓ Analyse à travers les contenants transparents
- ✓ Performance accrue sur les mélanges
- ✓ Alerte sur les recettes chimiques dangereuses



CQL Max-ID | Spectromètre RAMAN portable 1064 nm

Identifier la menace à la source

Spécialement conçu pour les premiers intervenants, le CQL Max-ID identifie les matières dangereuses (explosifs, stupéfiants...). Son format amélioré est adapté pour les environnements critiques. En combinant les avantages de la technologie raman, du laser 1064 nm, d'une interface utilisateur plus ergonomique et d'une présentation d'échantillons améliorée, le CQL Max-ID facilite l'analyse chimique des poudres, liquides, gels, mélanges et plus encore.

Applications



CONTRÔLE DE
MARCHANDISES



CONTRÔLE
DE STUPÉFIANTS



DÉMINAGE
& EXPLOSIFS




RISQUES CHIMIQUES
& NRBC

Service

Nos équipes techniques vous accompagnent pour le SAV :
Entretien, maintenance, formation des opérateurs dans
nos locaux à Voisins-le-Bretonneux (78) ou sur site dans
les meilleurs délais.

QuickDetect™

L'option QuickDetect™ permet la détection de traces pour les
explosifs et les drogues grâce au principe de la colorimétrie.



Caractéristiques

Technologie : RAMAN

Laser : 1064nm

Dimensions, poids : 18.5 x 15 x 8 cm, 1,7 kg

Alimentation : batteries LiPo rechargeables

Connectique : USB & WiFi

Éclairage : lampe LED

Fonction : QuickScan

Caméra embarquée : Photo, lecteur code-barre, analyse colorimétrique

Accessoires : Museau à focale réglable, adaptateurs universels (solides & liquides)

Bibliothèque : Évolutive & personnalisable
+13 000 produits chimiques en standard
(narcotiques, drogues, explosifs, pesticides, stéroïdes, précurseurs chimiques, CWA, TICs...)

Certifications :

- MIL STD 810G
- IP-68
- CE
- FDA 21 CFR Part 11